


Basis Z hydrophil



Technische Spezifikationen


Haigis-Konstanten*	a0 = 0,1657 a1 = 0,3113 a2 = 0,1631
A-Konstante*	118,943 (SRK/T)
Refraktiver Index	1,46
Abbe-Zahl	58

*Stand IOL Con 12.2021

Linsentyp	1-teilige Hinterkammerlinse
Material	biokompatibles hydrophiles Acryl (25%)
Haptik	Z-Haptik, 0° Anwinkelung
Optik	asphärische Optik, 360° Zellbarriere
Filter	UV-Filter, Blaulichtfilter (optional)
Sterilisation	Dampf
Empf. Injektionssystem	1stInject 1.8 bis 30,0 D 1stInject 2.0HB, 1stInject 2.4HB


■ Basis-Funktion

Sphärische Brechkraft:



Basis Z hydrophil

Art.-Nr. klar	Art.-Nr. gelb	Sphäre	Schritte
S1AW00	S1AWY0	-10,0 D bis -1,0 D	1,0 D
B1AW00	B1AWY0	0,0 D bis +9,0 D	1,0 D
B1AW00	B1AWY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D
S1AW00	S1AWY0	+31,0 D bis +45,0 D	1,0 D



Immer die aktuelle Version.
QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisz1014

Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330
info@1stq.de



1stQ Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Ring 23
68163 Mannheim
www.1stq.de